



Upphandlat sortiment Camp Scandinavia

**Avtal UC-2021-96
giltig fr.o.m 2022-07-01**

Region Östergötland

Helsingborg, juli 2022

Bästa kollegor!

Först och främst, ett stort tack för det förtroende ni gett oss i denna upphandling! Som produktspecialister på Camp Scandinavia är vårt mål att ni ska få ut det mesta och bästa av våra produkter samt känna att hjälp/service och produktutbildningar bara finns ett telefonsamtal bort!

Vårt huvudkontor och lager ligger i Helsingborg. Det är här vi hanterar alla beställningar och leveranser. Camp Scandinavia är certifierade enligt ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 samt ISO 13485:2016. Detta innebär att vi har tydliga målsättningar för tillverkning, produktion och miljö. Majoriteten av upphandlat sortiment är framtaget av vårt eget team av produktutvecklare och tillverkade på våra egna produktionsanläggningar. Det innebär att vi har kontroll över produkten hela vägen och att beslutsvägarna angående till exempel input från våra kunder är korta. Vi lyssnar alltid väldigt gärna på våra kunder angående eventuella förbättringar.

Varje produktserie har sin egen historia men alla följer samma gemensamma nämnare, "Support for better life" som också är vår slogan! Detta är något som präglar alla våra produkter men även hur vi agerar som företag och i vår roll som produktspecialister.

Vi ser verkligen framemot vår resa tillsammans i denna upphandling och står redo med stöd och produktutbildning när det än behövs!

Vill du ha mer information eller boka ett personligt besök, kontakta Kundsupport på Camp Scandinavia eller en av våra produktspecialister.

Kundsupport; 042 – 25 27 00, info@camp.se

Njut av en härlig vår så ses och hörs vi snart!



Admir Vrbanjac,
Produktspecialist/Leg. Arbetsterapeut
Telefon: 0722 10 52 81
E-post: admir.vrbanjac@camp.se



Eva Peterson
Produktspecialist
Telefon: 0704 50 50 95
E-post: eva.peterson@camp.se



Marcus Nilsson
Produktspecialist/Ortopedtekniker
Telefon: 0704 50 50 87
E-post: marcus.nilsson@camp.se

Elcross® LUX skuldra

TO - Elastiskt mjukt hållningsbandage tillverkat av det innovativa "Resistex® Carbon"-materialet som håller kroppen sval och skön. Materialet är anti-statiskt, har temperaturreglerande egenskaper; transporterar bort fukt från kroppen och är Öko-Tex 100 certifierat. med bomull mot huden för patienter som behöver stöd över bröststryggen vid t.ex. hållningsträning. Polstrade axelband gör att bandaget inte skaver. Kardborrlåsning mitt fram. Materialet i ELCROSS®LUX är fritt från latex.

Användningsområden: Rygginsufficiens, kyfos och hållningsproblem.

Art. nr.	Färg	Storlek	Mått
22175	Beige	Small	70 - 80 cm
22175	Beige	Medium	80 - 90 cm
22175	Beige	Large	90 - 100 cm
22175	Beige	X-Large	100 - 110 cm
22175	Beige	XX-Large	110 - 120 cm



Mått: Runt bröstkorgen under bysten.

Navy X™ låg

SIO - Elastisk luftig gördel i extra stadigt och slitstarkt material som passar både rak och midjesvängd figurtyp. Starka dragband ger extra stabilitet tillsammans med skenorna i plast baktill och i sidorna. Kardborrlåsning mitt fram. Gördeln är lämplig för tuffa miljöer. Gördeln är avsedd som sacroiliacal stöd men kan också passa som lumbosacralt stöd till en kort patient.

Användningsområden: Ryggsmärta och rygginsufficiens.

Art. nr.	Färg	Storlek	Höftmått	Höjd bak	Höjd fram
23549	Mörkblå	X-Small	75-85 cm	18,5 cm	12 cm
23549	Mörkblå	Small	85-95 cm	18,5 cm	12 cm
23549	Mörkblå	Medium	95-105 cm	18,5 cm	12 cm
23549	Mörkblå	Large	105-115 cm	18,5 cm	12 cm
23549	Mörkblå	X-Large	115-125 cm	18,5 cm	12 cm
23549	Mörkblå	XX-Large	125-135 cm	18,5 cm	12 cm
23554	Grå	X-Small	75-85 cm	18,5 cm	12 cm
23554	Grå	Small	85-95 cm	18,5 cm	12 cm
23554	Grå	Medium	95-105 cm	18,5 cm	12 cm
23554	Grå	Large	105-115 cm	18,5 cm	12 cm
23554	Grå	X-Large	115-125 cm	18,5 cm	12 cm
23554	Grå	XX-Large	125-135 cm	18,5 cm	12 cm




Navy X™

LSO - Elastisk luftig gördel i extra stadigt och slitstarkt material som passar både rak och midjesvängd figurtyp. Starka dragband ger extra stabilitet tillsammans med skenorna i plast baktill och i sidorna. Kardborrlåsning mitt fram. Gördeln är lämplig för tuffa miljöer.

Användningsområden: Ryggsmärta och rygginsufficiens.

Art. nr.	Färg	Storlek	Höftmått	Höjd bak	Höjd fram
23550	Mörkblå	X-Small	75-85 cm	22 cm	16 cm
23550	Mörkblå	Small	85-95 cm	22 cm	16 cm
23550	Mörkblå	Medium	95-105 cm	22 cm	16 cm
23550	Mörkblå	Large	105-115 cm	22 cm	16 cm
23550	Mörkblå	X-Large	115-125 cm	22 cm	16 cm
23550	Mörkblå	XX-Large	125-135 cm	22 cm	16 cm



Navy X™ hög

LSO - Elastisk luftig gördel i extra stadigt och slitstarkt material. Modellen är extra hög och har delad förslutning framtill samt extra dragband för ökad stabilisering. Den har öppna kanaler bak för komplettering av mer stabila skenor när så önskas.

Användningsområden: Ryggsmärta och rygginsufficiens

Art. nr.	Färg	Storlek	Höftmått	Höjd bak	Höjd fram
23552	Mörkblå	X-Small	75-85 cm	31 cm	25 cm
23552	Mörkblå	Small	85-95 cm	31 cm	25 cm
23552	Mörkblå	Medium	95-105 cm	31 cm	25 cm
23552	Mörkblå	Large	105-115 cm	31 cm	25 cm
23552	Mörkblå	X-Large	115-125 cm	31 cm	25 cm
23552	Mörkblå	XX-Large	125-135 cm	31 cm	25 cm
23553	Aluminiumskenor 2 st	2 cm x 26 cm			



Active X™ Patella

Denna öppna modell är avsedd att stabilisera patella, framför allt i sidled. Ortosen har en inbyggd specialtillverkad pelott som genom sin konstruktion lägger sig stadigt på sidan av patella och "greppar" tag och håller patella på plats. För ett extra stöd har ortosen en urtagbar halvmåneformad plastskena. Materialet är det innovativa ventilerande ActiveX-materialet som är bekvämt och följsamt.

Användningsområden: PFSS (Patellofemoralt Smärt Syndrom), Patella luxation, Patella subluxation.

Art. nr.	Färg	Storlek	Mått	Vä/Hö
28055	Svart	XX-Small	24-29 cm	Bilat.
28055	Svart	X-Small	28-33 cm	Bilat.
28055	Svart	Small	32-37 cm	Bilat.
28055	Svart	Medium	36-41 cm	Bilat.
28055	Svart	Large	40-45 cm	Bilat.



Mått: Knätmått mid-patella cirkulärt

ATX Foot Lifter droppfotsortos

ATX Foot Lifter är en textil droppfotsortos för brukare som enbart har en lindrigare droppfot och behöver en enkel ortoslösning som hjälper till att hålla foten uppe vid gång, ute och inne. Ortosen består av en textil ankeldel som fästs ovanför malleolerna. I textildelens bakkappa sitter en gelplatta för att minska trycket mot hälsenan. En platta med krok placeras under snörningen på skon (mellan snörningen och plösen). Det elastiskt funktionsbandet sätts i kroken och fästs sedan på vardera sida på den textila ankeldelen. Draget regleras av placeringen av kroken samt var kardborr-plattorna fästes mot textilen. Om ATX Foot Lifter skall användas utan sko finns en separat textil fotdel att köpa som tillbehör.

Användningsområden: Att ge dorsal flexion för en slapp fot och bidra till push-off vid gång. Avsedd att användas vid lättare fall av droppfot.

Art. nr.	Modell	Storlek	Mått 1	Mått 2	Vä/Hö
28168	ATX Foot Lifter	X-Small	13-17 cm		Bilat.
28168	ATX Foot Lifter	Small	17-21 cm		Bilat.
28168	ATX Foot Lifter	Medium	21-25 cm		Bilat.
28168	ATX Foot Lifter	Large	25-29 cm		Bilat.
28169	ATX Fot-del	Small		17-21 cm	Vä/Hö
28169	ATX Fot-del	Medium		21-25 cm	Vä/Hö
28169	ATX Fot-del	Large		25-29 cm	Vä/Hö
28170	ATX skostöd	En storlek			Bilat.
28171	ATX elastiskt band	Small			Bilat.
28171	ATX elastiskt band	Medium			Bilat.
28171	ATX elastiskt band	Large			Bilat.
28172	Extra krokar 2 st	En storlek			Bilat.



Mått 1: Omkrets fotleden, ovanför malleolen.

Mått 2: Omkrets runt foten, över fotryggens högsta punkt

NAVIGAIT™

NAVIGAIT™ är en ortos utvecklad för att hjälpa personer med mild droppfot till bättre dorsalflexion. Den polstrade ortos-plastdelen sitter bekvämt mot benets framsida och har en avtagbar tvättbar polstring. Graden av dorsalflexion justeras genom krokens placering i snörningen samt genom justering av den övre delen av bandet. Den smidiga designen gör den osynlig under långbyxor. NAVIGAIT finns i tre storlekar. Plastdelen kan vid behov trimmas något i över- och underkant. Som tillbehör finns 4-Foot, en produkt avsedd att användas tillsammans med NAVIGAIT vid de tillfällen då brukaren inte använder skor. Produkten kan också användas i sandaler där det inte finns något annat att fästa i. NAVIGAIT 4-Foot skall sitta på framfoten. Kombinationen av elastiska och rigida material med en silikonrand på insidan gör att den sitter säkert på plats.

Användningsområden: NAVIGAIT är avsedd att stödja foten när möjligheten till aktiv dorsalflexion är reducerad till följd av neurologiska tillstånd så som Stroke, MS eller Post- polio syndrom. Använd NAVIGAIT 4-Foot tillsammans med NAVIGAIT vid de tillfällen då brukaren inte använder skor.

Kontraindikationer: NAVIGAIT skall inte användas av personer som uppvisar spasticitet eller har kraftiga ödem.

Övrigt: NAVIGAIT adresserar inte fotfelställningar och deformiteter, dessa skall behandlas av skor och/eller inlägg vid behov. För denna produkt finns det en instruktionsvideo på Camp Scandinavias YouTube-kanal. Gå in på www.youtube.com och sök efter Camp Scandinavia.

Art. nr.	Modell	Storlek	Mått	Vä/Hö
28410	NAVIGAIT	X-Small	23 cm	Bilat.
28410	NAVIGAIT	Small/Medium	26,5 cm	Bilat.
28410	NAVIGAIT	Large/X-Large	30 cm	Bilat.
28415	4-foot	Small	21-23 cm	Bilat.
28415	4-foot	Medium	23-26 cm	Bilat.
28415	4-foot	Large	26-29 cm	Bilat.
28412	Extra gummiband med krok	X-Small		Bilat.
28412	Extra gummiband med krok	Small/Medium		Bilat.
28412	Extra gummiband med krok	Large/X-Large		Bilat.
28413	Kraftigare gummiband	X-Small		Bilat.
28413	Kraftigare gummiband	Small/Medium		Bilat.
28413	Kraftigare gummiband	Large/X-Large		Bilat.
28414	Extra bandset	X-Small		Bilat.
28414	Extra bandset	Small/Medium		Bilat.
28414	Extra bandset	Large/X-Large		Bilat.



Mått: Plastdelens längd



Tripod™ Wrist Lacer handledsortos, kort

En mycket stabil handledsortos med samma goda komfort och funktionella egenskaper som Wrist Lacer. Tripod har tre formbara aluminiumskenor placerade ulnart, palmart och dorsalt. Dessa skenor samverkar för att hindra radial-ulnar deviation och minimera flexion-extension av handleden. Den ulnara skenan tillsammans med det dubbla snörningssystemet motverkar radial-ulnar deviation. Precis som Wrist Lacer tillåter Tripod en fullt rörlig tumme. Låsningssystemet med snörning är lätt att öppna och stänga med en hand.

Användningsområden: Posttraumatiskt, postoperativt, radial/ulnardeviation, karpaltunnelsyndrom, reumatologiska sjukdomar och spasticitet.

Övrigt: Ortosens längd på volarsidan är 20 cm.

Art. nr.	Modell	Färg	Storlek	Mått	Vä/Hö
28577	Kort	Svart	X-Small	12-14 cm	Vä/Hö
28577	Kort	Svart	Small	14-16 cm	Vä/Hö
28577	Kort	Svart	Medium	16-18 cm	Vä/Hö
28577	Kort	Svart	Large	18-20 cm	Vä/Hö
28577	Kort	Svart	X-Large	20-22 cm	Vä/Hö



Mått: Omkrets handled

Wrist Lacer™ II handledsortos, kort

Mycket stabil handledsortos med formbara aluminiumskenor dorsalt och volart. Skenorna kan tas ut och formas. En kudde på insidan av ortosens strumpa skyddar tumbasens sensor vid den distala snörningen. Tillverkad av slitstark mockaimitation med foder som andas. Låsningssystem med en unik design som ger en jämn kompression genom alla fyra banden. Kompressionen kan enkelt justeras av patienter med ovanlig form på underarm och handled. Snörningen är lätt att öppna och stänga med en hand. Justerbart tumgrepp.

Användningsområden: Karpaltunnelsyndrom, posttraumatiskt och postoperativt.

Övrigt: Ortosens längd på volarsidan är 21 cm. Modellen finns i beige; Wrist Lacer kort art.nr. 28570. För denna produkt finns det en instruktionsvideo på Camp Scandinavias YouTube-kanal. Gå in på www.youtube.com och sök efter Camp Scandinavia.



Mått: Omkrets handled

Art. nr.	Modell	Färg	Storlek	Mått	Vä/Hö
28578	Wrist Lacer II	Svart	Pediatric	<12 cm	Vä/Hö
28578	Wrist Lacer II	Svart	X-Small	12-14 cm	Vä/Hö
28578	Wrist Lacer II	Svart	Small	14-16 cm	Vä/Hö
28578	Wrist Lacer II	Svart	Medium	16-18 cm	Vä/Hö
28578	Wrist Lacer II	Svart	Large	18-20 cm	Vä/Hö
28578	Wrist Lacer II	Svart	X-Large	20-22 cm	Vä/Hö
28578	Wrist Lacer II	Svart	XX-Large	22-25 cm	Vä/Hö

SELECTION® tumortos Rigid

Smidig och elastisk tumortos med extra stabilitet runt tummens strukturer. Ger avlastning för tummens leder och ett stabilt stöd. Ger även stöd och skydd för tummens MCP-led. SELECTION® tumortos Rigid är tillverkad av ett smidigt, modernt och följsamt material som andas och känns behagligt mot huden. Vid vila hålls tummen i neutralläge utan att belasta muskler och senfästen. Kan klippas till önskad form.

Användningsområden: Reumatologiska sjukdomar, avlastning, överrörlighet i tummens leder, lindrig till moderat CMC-I artos.

Övrigt: För denna produkt finns det en instruktionsvideo på Camp Scandinavias YouTube-kanal. Gå in på www.youtube.com och sök efter Camp Scandinavia. Ortosens längd på tummens radialsida är 11 cm (storlek M).

Art. nr.	Modell	Färg	Storlek	Mått	Vä/Hö
35202	Rigid	Svart	X-Small	< 13 cm	Vä/Hö
35202	Rigid	Svart	Small	13-15 cm	Vä/Hö
35202	Rigid	Svart	Medium	15-17cm	Vä/Hö
35202	Rigid	Svart	Large	17-20 cm	Vä/Hö
35202	Rigid	Svart	X-Large	>20 cm	Vä/Hö
35203	Rigid	Beige	X-Small	< 13 cm	Vä/Hö
35203	Rigid	Beige	Small	13-15 cm	Vä/Hö
35203	Rigid	Beige	Medium	15-17 cm	Vä/Hö
35203	Rigid	Beige	Large	17-20 cm	Vä/Hö
35203	Rigid	Beige	X-Large	>20 cm	Vä/Hö



Mått: Omkrets handled

SELECTION® handledsortos Soft

Smidig, elastisk handledsortos tillverkad av ett modernt och följsamt material som andas och känns behagligt mot huden. SELECTION® Soft har en formad plastskena på volarsidan och en mjukare rak plastskena på dorsalsidan. Skenorna är uttagbara. Den tvådelade låsningen gör ortosen lätt att öppna och stänga med en hand. Justerbart tumgrepp. Genom materialets konstruktion är det möjligt att justera formen något med sax, för optimal passform.

Användningsområden: Då handleden behöver avlastning t ex vid inflammationer, arbetsrelaterade överansträngningar samt vid reumatiska eller degenerativa förändringar.

Övrigt: För denna produkt finns det en instruktionsvideo på Camp Scandinavias YouTube-kanal. Gå in på www.youtube.com och sök efter Camp Scandinavia. Ortosens längd på volarsidan är 18 cm. Plus-storlekarna har extra vidd i underarmsdelen. Extra volarskena kan beställas med 10 st i en förpackning.

Art. nr.	Modell	Färg	Storlek	Mått 1	Mått 2	Vä/Hö
35204	Soft	Svart	X-Small	< 11 cm		Vä/Hö
35204	Soft	Svart	Small	11 - 14 cm		Vä/Hö
35204	Soft	Svart	Medium	14 - 17 cm		Vä/Hö
35204	Soft	Svart	Large	17 - 20 cm		Vä/Hö
35204	Soft	Svart	X-Large	20 - 23 cm		Vä/Hö
35204	Soft	Svart	XX-Large	23 - 26 cm		Vä/Hö
35204	Soft	Svart	Small Plus	11 - 14 cm	18 - 21 cm	Vä/Hö
35204	Soft	Svart	Medium Plus	14 - 17 cm	21 - 24 cm	Vä/Hö
35204	Soft	Svart	Large Plus	17 - 20 cm	24 - 27 cm	Vä/Hö
35204	Soft	Svart	X-Large Plus	20 - 23 cm	27 - 30 cm	Vä/Hö
35204	Soft	Svart	XX-Large Plus	23 - 26 cm	30 - 33 cm	Vä/Hö
35205	Soft	Beige	X-Small	< 11 cm		Vä/Hö
35205	Soft	Beige	Small	11 - 14 cm		Vä/Hö
35205	Soft	Beige	Medium	14 - 17 cm		Vä/Hö
35205	Soft	Beige	Large	17 - 20 cm		Vä/Hö
35205	Soft	Beige	X-Large	20 - 23 cm		Vä/Hö
35205	Soft	Beige	XX-Large	23 - 26 cm		Vä/Hö
35205	Soft	Beige	Small Plus	11 - 14 cm	18 - 21 cm	Vä/Hö
35205	Soft	Beige	Medium Plus	14 - 17 cm	21 - 24 cm	Vä/Hö
35205	Soft	Beige	Large Plus	17 - 20 cm	24 - 27 cm	Vä/Hö
35205	Soft	Beige	X-Large Plus	20 - 23 cm	27 - 30 cm	Vä/Hö
35205	Soft	Beige	XX-Large Plus	23 - 26 cm	30 - 33 cm	Vä/Hö



Mått 1: Omkrets handled

Mått 2: Underarmsmått

SELECTION® Bromsa handled

Selection bromsa handled är avsedd att begränsa rörelsen i handleden för att avlasta handextensorerna, stödja handleden och minska smärta vid bl.a. tennisarmbåge. Ortosen har mjuka plastskenor på handryggen, justerbar band för tummen och SELECTION snörstängning. Stödet kan anpassas genom att välja att ha båda skenorna eller bara en i fickan. Snörstängningen gör att ortosen bättre sluter om handen och ger en bättre passform.

Användningsområden: Lateral epikondylit, överrörlighet, reumatiska problem, ospecificerad smärta.

Övrigt: Ortosens längd på volarsidan är 15 cm.

Art. nr.	Modell	Färg	Storlek	Mått	Vä/Hö
35208	Selection Bromsa	Svart	X-Small	< 11 cm	Vä/Hö
35208	Selection Bromsa	Svart	Small	11 - 14 cm	Vä/Hö
35208	Selection Bromsa	Svart	Medium	14 - 17 cm	Vä/Hö
35208	Selection Bromsa	Svart	Large	17 - 20 cm	Vä/Hö
35208	Selection Bromsa	Svart	X-Large	20 - 23 cm	Vä/Hö



Mått: Omkrets handled

SELECTION® handled kort svart

Smidig, elastisk handledsortos utan skena, tillverkad av ett modernt och följsamt material som andas och känns behagligt mot huden. Ortosen som är kortare än Selection Handledsortos Soft och Rigid ger ett stöd för handleden som inte hindrar rörligheten men ger en lätt kompression. Låsningssystem med snörning är lätt att öppna och stänga med en hand. Justerbart tumgrepp. Genom materialets konstruktion är det möjligt att justera formen något med sax för optimal passform. Separat extra band finns att beställa.

Användningsområden: Stöder och avlastar handleden efter skada, operation, vid kroniska smärttillstånd, ledförslitning eller överbelastningsbesvär. Efter ganglionoperationer; vid behov av kompression. Överrörliga leder vid Ehlers-Danlos Syndrom. Ortosen kan även användas i förebyggande syfte vid tunga eller monotona rörelsemoment.

Övrigt: För denna produkt finns det en instruktionsvideo på Camp Scandinavias YouTube-kanal. Gå in på www.youtube.com och sök efter Camp Scandinavia. Ortosens längd på volarsidan är 13 cm.

Art. nr.	Modell	Färg	Storlek	Mått	Vä/Hö
35222	Kort utan skena	Svart	X-Small	< 11 cm	Vä/Hö
35222	Kort utan skena	Svart	Small	11 - 14 cm	Vä/Hö
35222	Kort utan skena	Svart	Medium	14 - 17 cm	Vä/Hö
35222	Kort utan skena	Svart	Large	17 - 20 cm	Vä/Hö
35222	Kort utan skena	Svart	X-Large	20 - 23 cm	Vä/Hö



Mått: Omkrets handled

SELECTION® Patella

SELECTION® Patella är en knäortos vars avsedda användning är helt inriktad mot patella problem. Den hästskoformade kudden kan enkelt tas ut och placeras på den sida av patella där stödet behövs. Kudden har elastiska dragband som fäster i det mjuka velourmaterialet runt knäskålen. Den delade förslutningen på lår och vad gör det enkelt att efterjustera. Materialet i knävecket är extra smidigt för ökad komfort.

Användningsområden: Patella luxation, patellofemoralt smärtsyndrom, Schlatter, Jumpers Knee, främre knäsmärta.

Övrigt: Var vaksam vid svåra problem med svullnad och/eller dålig blodcirkulation.

Art. nr.	Färg	Storlek	Mått 1	Mått 2	Mått 3	Vä/Hö
35704	Svart	X-Small	28-31 cm	30-33 cm	34-39 cm	Bilat.
35704	Svart	Small	31-34 cm	33-36 cm	39-43 cm	Bilat.
35704	Svart	Medium	34-37 cm	36-39 cm	43-47 cm	Bilat.
35704	Svart	Large	37-40 cm	39-42 cm	47-51 cm	Bilat.
35704	Svart	X-Large	40-43 cm	42-46 cm	51-56 cm	Bilat.



Mått 1: Knämått 15 cm under mid-patella

Mått 2: Knä-mått mid-patella

Mått 3: Knämått 15 cm ovan mid-patella

Axellås

En universell armslinga med lågprofil som är enkel att applicera. Den levereras komplett med ett midjeband runt kroppen där överarmen är fäst för att effektivt immobilisera axeln. Handledsfästet fäster vid midjebandet fram och detta fästs i sin tur vid axelremmen med hjälp av ett snabbspänne. Den har dessutom ett extra tumband för att hålla handen i rätt vinkel och undvika dropphand. Axelremmen är justerbar för att få en bekväm passform för patienten och även för att passa till både vänster och höger. Det finns en stor komfortdyna som fördelar trycket över axeln/nyckelbenet. Detta är ett axellås som är lätt att montera och är bekvämt och enkelt att använda. Midjebandets längd är 120 cm.

Användningsområden: Avlastning posttraumatiskt och postoperativt.

Art. nr.	Modell	Färg	Storlek
42213	Axellås	Svart	En storlek



Vission tumortos formbar

Tumortos avsedd att begränsa rörelse i CMC och MCPI lederna och för att positionera tummen i en funktionell position genom ett individuellt format tumstöd. Termoplastskenan, som är perforerad, är placerad i en ficka. Den värms upp och formas lättast genom att doppa hela ortosen i ett vattenbad med 70 – 72° vatten. Ortosen formas på patienten för en perfekt anatomisk passform.

Användningsområden: Lätt till moderat instabilitet i CMC och MCPI, ligamentskador, Morbus de Quervain, inflammationer, degenerativa sjukdomar och trauma.

Art. nr.	Modell	Färg	Storlek	Mått	Vä/Hö
46024	Tumortos formbar	Svart	X-Small	12 - 13 cm	Vä/Hö
46024	Tumortos formbar	Svart	Small	13 - 14 cm	Vä/Hö
46024	Tumortos formbar	Svart	Medium	14 - 16 cm	Vä/Hö
46024	Tumortos formbar	Svart	Large	16 - 19 cm	Vä/Hö
46024	Tumortos formbar	Svart	X-Large	19 - 22 cm	Vä/Hö



Mått: Omkrets handled

Jura Handflatsskydd

Mjukt skydd som skyddar handflatan vid fingerkontrakturer. Önskas ytterligare extension kan en rulle enkelt sättas in mellan handflata och fingrar.

Användningsområden: Framskridna kontrakturer.

Art. nr.	Modell	Färg	Storlek	Vä/Hö
516021	Vänster	Vit/Beige	En storlek	Vä/Hö
516022	Höger	Vit/Beige	En storlek	Vä/Hö



Pacific halskrage

Tvådelad halskrage av polyeten som fixeras med kardborrband på båda sidor. Det stabila skalet följer hakans form och vilar bekvämt mot bröstbenet. Kragen är lägre på sidorna för att inte ge skav mot axlar eller öron. Höjden på kragen justeras med hjälp av två plastskruvar. Ett mjukt och luftigt polster utan sömmar medföljer. Polstringen kan tvättas eller bytas ut.

Användningsområden: Instabilitet, smärta och postoperativt.

Art. nr.	Färg	Storlek	Höjd
20625	Vit	Small/Medium	5,5-9,5 cm
20625	Vit	Medium/Large	8-13 cm
20626	Extra polstring	Small/Medium	
20626	Extra polstring	Medium/Large	





Mått: Mått tages runt handleden.

Vission fingerskena

Fingerskena för immobilisering av fingrar efter skada eller operation i syfte att förebygga kontrakturer i fingerlederna. Kan även användas vid konservativ fingerterapi samt vid Dupuytren syndrom och tillstånd som kräver tillfällig immobilisering av fingrarna.

Användningsområden: Immobilisering av fingrar efter skada eller operation, konservativ fingerterapi, Dupuytren syndrom och tillstånd som kräver tillfällig immobilisering av fingrarna.

Övrigt: Ortosens längd på volarsidan är 27 cm.

Art. nr.	Modell	Storlek	Mått	Vä/Hö
46020	Vission Fingerskena	Small	< 16 cm	Bilat.
46020	Vission Fingerskena	Medium	16 - 19 cm	Bilat.
46020	Vission Fingerskena	Large	> 19 cm	Bilat.



Mått: Volart mellan distala palmarvecket och DIP-leden



SOF-Stretch dynamisk fingerortos

Skena som ger ett dynamiskt motstånd för att öka extensionen i PIP-leden vid kontrakturer och stramhet. Anatomiskt formade kuddar fördelar och avlastar trycket. Bilaterala vajrar kan böjas för att anpassa motståndet och göra plats för eventuellt ödem.

Användningsområden: Flexionskontrakturer och stramhet i PIP-leden.

Art. nr.	Färg	Storlek	Mått
51401	Svart	X-Small	5,1 cm
51401	Svart	Small	6,4 cm
51401	Svart	Medium	7,6 cm
51401	Svart	Large	8,9 cm
51401	Svart	X-Large	10,2 cm



Mått: Volart mellan MCP-leden och DIP-leden

SOF-Stretch dynamisk fingerortos kort

Skena som ger ett dynamiskt motstånd för att öka extensionen i PIP-leden vid kontrakturer och stramhet. Anatomiskt formade kuddar fördelar och avlastar trycket. Bilaterala vajrar kan böjas för att anpassa motståndet och göra plats för eventuellt ödem. Den korta designen tillåter full rörlighet i MCP-lederna.

Användningsområden: Flexionskontrakturer och stramhet i PIP-leden.

Art. nr.	Färg	Storlek	Mått
51405	Vit	X-Small	3,8 cm
51405	Vit	Small	4,4 cm
51405	Vit	Medium	5,1 cm
51405	Vit	Large	5,7 cm
51405	Vit	X-Large	7 cm



Mått 1: Omkrets handled

Mått 2: Handflatsmått

SELECTION® tumortos Barn

Mjuk och skön tumortos avsedd för barn. SELECTION® materialet är tunt, smidigt och låter huden andas. Ortosen är avsedd att guida hand och handled till en funktionell position, för att lindra smärta vid inflammationer och reumatiska tillstånd. Ortosen kan också användas för att reducera spasticitet vid neurologiska tillstånd i hand och handled. Tumgreppet är justerbart och kanterna kan trimmas vid behov.

Användningsområden: Positionering av handen efter Brakialplexus neuropatier (BPN), Spastisk hand vid Cerebral Pares. Arthrogryposis. Reumatiska sjukdomar.

Övrigt: För denna produkt finns det en instruktionsvideo på Camp Scandinavias YouTube-kanal. Gå in på www.youtube.com och sök efter Camp Scandinavia. Ortosens längd på tummens radialsida är 9 cm (storlek M).

Art. nr.	Färg	Storlek	Mått 1	Mått 2	Vä/Hö
35300	Svart	XX-Small	8,5 - 11,5 cm	5 - 6 cm	Vä/Hö
35300	Svart	X-Small	10 - 12,5 cm	6 - 7 cm	Vä/Hö
35300	Svart	Small	11,5 - 14 cm	7 - 8 cm	Vä/Hö
35300	Svart	Medium	12 - 15,5 cm	8 - 9 cm	Vä/Hö
35300	Svart	Large	14 - 16,5 cm	8 - 9 cm	Vä/Hö



Mått 1: Omkrets handled

Mått 2: Handflatsmått

Mått 3: Ortosens längd på volarsidan

SELECTION® handled Barn

Mjuk och skön handledsortos avsedd för barn. Ortosen som är stabil har en aluminiumska på volarsidan och två dragband för en enkel och steglös låsning. Skenan är uttagbara. SELECTION® materialet är tunt, smidigt och låter huden andas. Tumbanden är justerbara och kanterna är mjuka. Färgdetaljerna är valda för att tilltala barnen.

Användningsområden: Reumatiska problem. Neurologiska skador där handleden behöver stöd och/eller korrigerig. Efter avslutad gipsbehandling. Inflammationer.

Övrigt: För denna produkt finns det en instruktionsvideo på Camp Scandinavias YouTube-kanal. Gå in på www.youtube.com och sök efter Camp Scandinavia.

Art. nr.	Färg	Storlek	Mått 1	Mått 2	Mått 3	Vä/Hö
35305	Svart	XX-Small	8,5 - 11 cm	5-6 cm	11 cm	Vä/Hö
35305	Svart	X-Small	10 - 12,5 cm	6-7 cm	13,5 cm	Vä/Hö
35305	Svart	Small	11,5 - 14 cm	7-8 cm	14,5 cm	Vä/Hö
35305	Svart	Medium	12 - 15,5 cm	8-9 cm	17 cm	Vä/Hö
35305	Svart	Large	14 - 16,5 cm	8-9 cm	17,5 cm	Vä/Hö



Mått 1: Omkrets handled
Mått 2: Mått på handflatan
Mått 3: Ortosens längd på volarsidan

SELECTION® Open Wrist Barn

En stabil och enkel handledsortos i det sköna SELECTION® materialet. Ortosen har en formad aluminiumska på volarsidan. Den har två tumband, ett som fästs runt tummen och ett som fästs på handryggen för att hålla tillbaka tummen så den inte faller in i handen. Selection Open Wrist Barn är avsedd att immobilisera CMC-led och handled i syfte att minska smärta, vägleda handleden till ett neutralt läge och vid behov stödja en handled efter trauma/operation.

Användningsområden: Reumatoid artrit, CP, efter trauma/operation.

Art. nr.	Modell	Färg	Storlek	Mått 1	Mått 2	Mått 3	Vä/Hö
35306	Barn	Svart	Small	11,5 - 14 cm	7 - 8 cm	14,5 cm	Vä/Hö
35306	Barn	Svart	Medium	12 - 15,5 cm	8 - 9 cm	17 cm	Vä/Hö
35306	Barn	Svart	Large	14 - 16,5 cm	8 - 9 cm	17,5 cm	Vä/Hö
35306	Barn	Svart	Small	11,5 - 14 cm	7 - 8 cm	14,5 cm	
35306	Barn	Svart	Medium	12 - 15,5 cm	8 - 9 cm	17 cm	
35306	Barn	Svart	Large	14 - 16,5 cm	8 - 9 cm	17,5 cm	



Mått: Omkrets handled

SELECTION® tumortos Rigid

Smidig och elastisk tumortos med extra stabilitet runt tummens strukturer. Ger avlastning för tummens leder och ett stabilt stöd. Ger även stöd och skydd för tummens MCP-led. SELECTION® tumortos Rigid är tillverkad av ett smidigt, modernt och följsamt material som andas och känns behagligt mot huden. Vid vila hålls tummen i neutralläge utan att belasta muskler och senfästen. Kan klippas till önskad form.

Användningsområden: Reumatologiska sjukdomar, avlastning, överrörlighet i tummens leder, lindrig till moderat CMC-I artos.

Övrigt: För denna produkt finns det en instruktionsvideo på Camp Scandinavias YouTube-kanal. Gå in på www.youtube.com och sök efter Camp Scandinavia. Ortosens längd på tummens radialsida är 11 cm (storlek M).

Art. nr.	Modell	Färg	Storlek	Mått	Vä/Hö
35203	Rigid	Beige	X-Small	< 13 cm	Vä/Hö
35203	Rigid	Beige	Small	13-15 cm	Vä/Hö
35203	Rigid	Beige	Medium	15-17 cm	Vä/Hö
35203	Rigid	Beige	Large	17-20 cm	Vä/Hö
35203	Rigid	Beige	X-Large	>20 cm	Vä/Hö



Mått: Omkrets handled

SELECTION® handledsortos Rigid

Smidig, elastisk handledsortos med tumdel tillverkad av ett modernt och följsamt material som andas och känns behagligt mot huden. Tumdelen ger genom sitt stabilare material ett bra stöd och håller tummen i neutralläge. SELECTION® Rigid har en formad plastskena på volarsidan och en mjukare rak plastskena på dorsalsidan. Skenorna är uttagbara. Den tvådelade låsningen gör ortosen lätt att öppna och stänga med en hand. Justerbart tumgrepp. Genom materialets konstruktion är det möjligt att justera formen något med sax, för optimal passform.

Användningsområden: Då handleden och tummen behöver avlastning t ex vid inflammationer, arbetsrelaterade överansträngningar samt vid reumatiska eller degenerativa förändringar.

Övrigt: För denna produkt finns det en instruktionsvideo på Camp Scandinavias YouTube-kanal. Gå in på www.youtube.com och sök efter Camp Scandinavia. Ortosens längd på volarsidan är 18 cm. Extra volarskena kan beställas med 10 st i en förpackning.

Art. nr.	Modell	Färg	Storlek	Mått	Vä/Hö
35206	Rigid	Svart	X-Small	< 11 cm	Vä/Hö
35206	Rigid	Svart	Small	11 - 14 cm	Vä/Hö
35206	Rigid	Svart	Medium	14 - 17 cm	Vä/Hö
35206	Rigid	Svart	Large	17 - 20 cm	Vä/Hö
35206	Rigid	Svart	X-Large	20 - 23 cm	Vä/Hö
35206	Rigid	Svart	XX-Large	23 - 26 cm	Vä/Hö



Mått: Omkrets handled



SELECTION® Multiopen

SELECTION® Multiopen är en medium-stabil handledsortos med dubbel låsningsfunktion. Den kan öppnas upp helt och sen löst förslutas med kardborrlåsning och spänns åt med snörning. Användaren kan själv välja om den skall öppnas helt varje gång ortosen tas på/av eller om bara snörningsfunktionen skall användas. Den har en låg skärning i handen för att följa handens naturliga böjveck och urtagningen runt tummen låter thenarmuskulaturen arbeta fritt. Den tvådelade snörlåsningen i kombination med kardborrlåsningen möjliggör anpassning av vidden vid bredare underarm. Eftersom snörningen kommer från ulnarsidan minskar risken att tummen positioneras felaktigt. Reglerbart tumband som utgår volart. Genom materialets konstruktion är det möjligt att justera formen något med sax för optimal passform. Tillverkad i det luftiga och bekväma SELECTION®-materialet med alla de funktioner som detta medför. Ortosen är 22 cm lång, dvs 4 cm längre än en SELECTION® Soft 35204. Den har en formbar aluminiumskena på

Användningsområden: Efter läkt radiusfraktur, mjukdelsskador, inflammationer, förlitningsskador, arbetsrelaterade överansträngningar samt vid reumatiska eller degenerativa förändringar.

Kontraindikationer: Ska inte användas vid oläkta frakturer.

Art. nr.	Modell	Färg	Storlek	Mått	Vä/Hö
35209	Multiopen	Svart	X-Small	< 11 cm	Vä/Hö
35209	Multiopen	Svart	Small	11 - 14 cm	Vä/Hö
35209	Multiopen	Svart	Medium	14 - 17 cm	Vä/Hö
35209	Multiopen	Svart	Large	17 - 20 cm	Vä/Hö
35209	Multiopen	Svart	X-Large	20 - 23 cm	Vä/Hö
35209	Multiopen	Svart	XX-Large	23 - 26 cm	Vä/Hö



Mått: Omkrets MCP 2-5

SELECTION® Ulnar Deviationsortos

SELECTION® Ulnardeviationsortos är avsedd att förbättra fingrarnas position för att ge en bättre handfunktion och därmed ett funktionellt grepp. Ortosen avlastar strukturerna samtidigt som den har en smärtlindrande effekt.

Den ger stöd åt MCP- och PIP lederna, samtidigt som den förbättrar fingerextensorernas dragriktning.

Ortosen är designad så att materialet går långt ut på ulnarsidan över 5te MCP-leden, för att ge bästa möjliga stöd, motverka dragriktningen och fördela trycket. Det går att fästa kardborrebanden var som helst i materialet vilket innebär att det inte finns några begränsningar var banden placeras för att uppnå den optimala dragriktningen.

Eftersom ortosen är så tunn och smidig kan den enkelt kombineras med en handledsortos när ytterligare stöd behövs. Specialdesignade förstärkningar av lågtemperaturplast (non-coated) kan fästas direkt mot ortosen.

Användningsområden: För patienter med artros. Ulnardeviation kan förekomma vid inflammatoriska och degenerativa sjukdomar såsom RA. Selection Ulnardeviation kan även användas vid överrörliga leder och vid svag muskulatur med syfte att erbjuda mer stadga. Skall inte användas i samband med fixerade kontrakturer.

Art. nr.	Färg	Storlek	Mått	Vä/Hö
35218	Svart	X-Small	13-16 cm	Vä/Hö
35218	Svart	Small	16-19 cm	Vä/Hö
35218	Svart	Medium	19-22 cm	Vä/Hö
35218	Svart	Large	22-25 cm	Vä/Hö



Mått: Omkrets handled

Bromsa handledsortos

Handledsortos med två flexibla plastskenor dorsalt som tillsammans med det kraftiga resårbandet begränsar dorsalflexion av handleden. Motståndet justeras enkelt genom att använda en eller båda plastskenorna och att placera resårbandet mer proximalt eller distalt. Ingen skena volart som påverkar handens övriga funktioner.

Användningsområden: Avlastning av extensorsenorna i samband med lateral epikondylit.

Övrigt: Ortosens längd på volarsidan är 15 cm.

Art. nr.	Färg	Storlek	Mått	Vä/Hö
28240	Blå	Small	11-14 cm	Vä/Hö
28240	Blå	Medium	14-17 cm	Vä/Hö
28240	Blå	Large	17-20 cm	Vä/Hö
28240	Blå	X-Large	20-23 cm	Vä/Hö



Mått: Omkrets handled

Lacer Wrist Kort

Lacer Wrist är en mycket stabil handledsortos med formbara skenor dorsalt och volart samt med ett stabiliserande handledsband. Snörningsstängningen möjliggör en enkel applicering med en hand och kudden på den palmara sidan ger ytterligare stöd och komfort. Lacer Wrist används vid olika skador och tillstånd samt före och efter operationer. Produkten finns även i lång (art.nr. 51427) version samt i många storlekar för att passa olika behov.

Användningsområden: Artrit, stukningar, förslitningar och instabilitet. Skador och tillstånd i mjuka vävnader. Behandling efter frakturer.

Art. nr.	Modell	Färg	Storlek	Vä/Hö	Omkrets
51426	Lacer Wrist Kort	Svart	XX-Small	18 cm	14-17 cm
51426	Lacer Wrist Kort	Svart	X-Small	20 cm	16-19 cm
51426	Lacer Wrist Kort	Svart	Small	21 cm	17-20 cm
51426	Lacer Wrist Kort	Svart	Medium	21 cm	20-23 cm
51426	Lacer Wrist Kort	Svart	Large	21 cm	22-27 cm
51426	Lacer Wrist Kort	Svart	X-Large	21 cm	25-31 cm



S.O.T viloortos

S.O.T Viloortos är avsedd för händer som behöver stöd av en ortos vid vila eller för stretching, för att upprätthålla eller öka handens rörlighet. Den väl genomtänkta biomekaniska positioneringen av lederna stimulerar den spastiska handen till avslappning och kan även bidra till minskad smärta. Ortosen kan också användas för att positionera handleden i ett neutralt läge. Överdraget (eller täcket som det också kallas) fördelar trycket väl på volar- och dorsalsidan av handen och armen och kan på så sätt förhindra eller eliminera svullnad. Ortosen levereras i en grundposition för viloställning. Den kan enkelt omformas till POSI (Position of Safe Immobilization) för användning efter trauma och handkirurgi. S.O.T är en smidig och lätt ortos med modernt utseende. Kärnan av aluminium gör att ortosen enkelt kan finjusteras till önskad position. Aluminiumkärnan är omsluten av polyetenscum som täckts med en skön textil. Överdragets glatta utsida och ortosens låga profil gör att den får plats under kläderna. Till ortosen finns en del extra tillbehör: Det oelastiska handledsbandet kan användas för att ge ett stadigare tryck över handleden, t.ex. vid spasticitet. Fingerdelare och kilar i flera olika storlekar.

Användningsområden: Stroke, cerebral pares, reumatoid artrit, plexus- och muskeldystrofi, radialis pares. I "POSI" (Position of Safe Immobilization) vid trauma frakturer, brännskador, ligamentskador och efter kirurgi.

Övrigt: Förutom det extra handledsbandet, finns det två andra tillbehör; fingerdelare och kile i tre olika storlekar.

Art. nr.	Modell	Färg	Storlek	Mått 1	Mått 2	Vä/Hö
28710	S.O.T Viloortos	Svart	XXX-Small	5,5 cm	≤ 12 cm	Vä/Hö
28710	S.O.T Viloortos	Svart	XX-Small	≤ 6,5 cm	≤ 14 cm	Vä/Hö
28710	S.O.T Viloortos	Svart	X-Small	≤ 7,5 cm	≤ 16 cm	Vä/Hö
28710	S.O.T Viloortos	Svart	Small	≤ 7,5 cm	≤ 18,5 cm	Vä/Hö
28710	S.O.T Viloortos	Svart	Medium	≤ 8,5 cm	≤ 20 cm	Vä/Hö
28710	S.O.T Viloortos	Svart	Large	≤ 9 cm	≤ 21 cm	Vä/Hö
28711	MCP KIL	Svart	XX-Small	Bredd 65 mm	Höjd 10 mm	Bilat.
28711	MCP KIL	Svart	Small	Bredd 75 mm	Höjd 15 mm	Bilat.
28711	MCP KIL	Svart	Large	Bredd 90 mm	Höjd 20mm	Bilat.
28712	Fingerdelare	Svart	Barn			Bilat.
28712	Fingerdelare	Svart	Medium			Bilat.
28712	Fingerdelare	Svart	Large			Bilat.
28713	Extra band	Svart	XXX-Small-X-Small			Bilat.
28713	Extra band	Svart	Small-Large			Bilat.
28714	Extra överdrag	Svart	XXX-Small			Vä/Hö
28714	Extra överdrag	Svart	XX-Small			Vä/Hö
28714	Extra överdrag	Svart	X-Small			Vä/Hö
28714	Extra överdrag	Svart	Small			Vä/Hö
28714	Extra överdrag	Svart	Medium			Vä/Hö
28714	Extra överdrag	Svart	Large			Vä/Hö
28714	Extra överdrag	Svart	Small			
28714	Extra överdrag	Svart	Medium			
28714	Extra överdrag	Svart	Large			



Halskrage formad modell

Mjuk halskrage i anatomiskt formad modell som ger avlastning och stöd för nackens strukturer. Följer hakans och bröstets konturer för en bekväm passform. Textilen är huvudsakligen av bomull. Materialet är helt fritt från Latex.

Användningsområden: Avsedd för tillfällig avlastning av nacke vid t.ex. nackspärr, stelhet, överbelastad muskulatur eller reumatisk värk.

Art. nr.	Färg	Storlek	Höjd	Omkrets
47012	Grå	X-Small	6 cm	32 – 48 cm
47012	Grå	Small	8 cm	32 – 48 cm
47012	Grå	Medium	10 cm	32 – 48 cm
47012	Grå	Large	12 cm	32 – 48 cm
47013	Blå	X-Small	6 cm	32 – 48 cm
47013	Blå	Small	8 cm	32 – 48 cm
47013	Blå	Medium	10 cm	32 – 48 cm
47013	Blå	Large	12 cm	32 – 48 cm



ASO® fotledsortos

Stabilt fotledsstöd med låg profil och stabiliserande snörning fram. De stumma nylonbandens placering efterliknar tejpning och hindrar foten att supinera/pronera. Banden justeras beroende på skadans karaktär. För ytterligare komfort har ortosen fått en ny förstärkt CoolFlex polstring på insidan längst Akillessenan.

Användningsområden: Akut eller långvarig fotledsinstabilitet och preventivt vid idrottsutövning.

Art. nr.	Modell	Färg	Storlek	Mått	Vä/Hö
28188	Utan Skenor	Svart	XX-Small	22,5-25 cm	Bilat.
28188	Utan Skenor	Svart	X-Small	25-27,5 cm	Bilat.
28188	Utan Skenor	Svart	Small	27,5-30 cm	Bilat.
28188	Utan Skenor	Svart	Medium	30-32,5 cm	Bilat.
28188	Utan Skenor	Svart	Large	32,5-35 cm	Bilat.
28188	Utan Skenor	Svart	X-Large	35-37,5 cm	Bilat.
28188	Utan Skenor	Svart	XX-Large	37,5-40 cm	Bilat.
28188	Utan Skenor	Svart	XXX-Large	>40 cm	Bilat.

Mått: Pådragsmått



Mått: Omkrets handled

Bromsa handledsortos

Handledsortos med två flexibla plastskenor dorsalt som tillsammans med det kraftiga resårbandet begränsar dorsalflexion av handleden. Motståndet justeras enkelt genom att använda en eller båda plastskenorna och att placera resårbandet mer proximalt eller distalt. Ingen skena volart som påverkar handens övriga funktioner.

Användningsområden: Avlastning av extensorsenorna i samband med lateral epikondylit.

Övrigt: Ortosens längd på volarsidan är 15 cm.

Art. nr.	Färg	Storlek	Mått	Vä/Hö
28240	Blå	Small	11-14 cm	Vä/Hö
28240	Blå	Medium	14-17 cm	Vä/Hö
28240	Blå	Large	17-20 cm	Vä/Hö
28240	Blå	X-Large	20-23 cm	Vä/Hö



Mått: Mät runt knäet under patella.

Patellavator

Patellavator knäortos ger genom kompression mot patellaseanan lindring av smärta i knäet vid patella tendinitis. Ortosen är tillverkad av ett CoolFlex material som andas för optimal komfort vid daglig användning och träning. Den vadderade kärnan ger ett jämt fokuserat tryck över patellaseanan för att reducera smärta och ömhet. För effektivare kompression har Patellavator en unik snörningsdesign som ökar spänningen från bandet. Dessutom en interlock förslutning som är designad att tåla aggressiv användning utan att öppna sig och att inte påverka motsatta benet under löpning etc. Knäbandet är också designat så att det inte skall stasa runt benet eller irritera popliteaområdet på baksidan av knäet

Användningsområden: Användningsområden: Patella tendonitis, Osgood Schlatters sjukdom och Chondromalacia patella.

Art. nr.	Färg	Storlek	Mått	Vä/Hö
28674	Svart	Small	28-33 cm	Bilat.
28674	Svart	Medium	33-39 cm	Bilat.
28674	Svart	Large	39-44 cm	Bilat.
28674	Svart	X-Large	> 44 cm	Bilat.



Mått 1: Knäsmått 15 cm under mid-patella

Mått 2: Knäsmått mid-patella

Mått 3: Knäsmått 15 cm ovan mid-patella

Active X™ Short

En knäortos avsedd för olika typer av knäsmärtor som t.ex. mild till moderat sidoinstabilitet. Ortosen har skenor med inställbar flexion/extensionstopp. Materialet i ortosen ger en mild kompression och värme. Ortosen finns i både pådragsmodell och dragruntommodell. Löstarbara cirkulära band med D-ring (ett uppe och ett nere). Levereras med leden inställd i 10 graders flexion. Karta med stoppar medföljer vid leverans. Pådragsmodellen har en mjuk polstring runt patella för ökad stabilisering.

Användningsområden: Mild/Moderat MCL/LCL instabilitet. Mindre mediala eller laterala meniskskador.

Kontraindikationer: MCL/LCL rupturer, ACL/PCL skador. Var uppmärksam vid svullnad och cirkulationsproblem.

Övrigt: Längden på ortosen är 32 cm.

Art. nr.	Modell	Färg	Storlek	Mått 1	Mått 2	Mått 3
28051	Dragruntommodell	Svart	X-Small	28 - 33 cm	28 - 33 cm	35 - 40 cm
28051	Dragruntommodell	Svart	Small	32 - 38 cm	32 - 38 cm	39 - 46 cm
28051	Dragruntommodell	Svart	Medium	36 - 42 cm	36 - 42 cm	43 - 51 cm
28051	Dragruntommodell	Svart	Large	40 - 46 cm	40 - 46 cm	47 - 55 cm
28051	Dragruntommodell	Svart	X-Large	44 - 50 cm	44 - 50 cm	51 - 60 cm
28051	Dragruntommodell	Svart	XX-Large	48 - 55 cm	48 - 55 cm	56 - 65 cm
28051	Dragruntommodell	Svart	XXX-Large	54 - 61 cm	54 - 61 cm	61 - 71 cm
35710	Flexion/Extension stopp					



Mått 1: Knäsmått 15 cm under mid-patella

Mått 2: Knäsmått mid-patella

Mått 3: Knäsmått 15 cm ovan mid-patella

Active X™ Sleeve PLUS

Denna pådragsmodell är avsedd att användas vid lindrigare smärttillstånd i knäet. Materialet i ortosen ger en mild kompression och värme. Patella öppningen är anatomiskt formad för optimal passform. Runt patella öppningen ligger en mjuk polstring för ökad patellastabilisering. Ortosen har kardborrjustering på lårets framsida och på vadens baksida. Active X Sleeve PLUS har två spiralskenor på varje sida samt två stabiliserande cirkulära band. PLUS är därför något stabilare än Active X Sleeve. För övrigt har ortoserna samma design och egenskaper.

Användningsområden: Knäsmärta vid belastning, lättare ligamentskador, överansträngning, lindrig knäinstabilitet.

Kontraindikationer: Svårare knäskador såsom ACL/PCL rupturer, svårare MCL/LCL skador. Var vaksam vid svåra problem med svullnad och/eller dålig blodcirkulation.

Övrigt: Ortosens längd är 32 cm

Art. nr.	Modell	Storlek	Mått 1	Mått 2	Mått 3
28057	Active X Sleeve PLUS	X-Small	28 - 33 cm	28 - 33 cm	35 - 40 cm
28057	Active X Sleeve PLUS	Small	32 - 37 cm	32 - 37 cm	39 - 44 cm
28057	Active X Sleeve PLUS	Medium	36 - 41 cm	36 - 41 cm	43 - 48 cm
28057	Active X Sleeve PLUS	Large	40 - 45 cm	40 - 45 cm	47 - 52 cm
28057	Active X Sleeve PLUS	X-Large	44 - 49 cm	44 - 49 cm	51 - 57 cm
28057	Active X Sleeve PLUS	XX-Large	48 - 54 cm	48 - 54 cm	56 - 62 cm
28057	Active X Sleeve PLUS	XXX-Large	53 - 60 cm	53 - 60 cm	61 - 68 cm



Mått 1: Knätmått 15 cm under mid-patella

Mått 2: Knätmått mid-patella

Mått 3: Knätmått 15 cm ovan mid-patella

Active X™ Double Axis

En knäortos avsedd för olika typer av knäsmärtor som t.ex. mild till moderat sidoinstabilitet. Ortosen har dubbelledade skenor och är inställd i 10 graders flexion. Materialet ger en mild kompression och värme. Löstagbara cirkulära band med D-ring (ett uppe och ett nere). Ortosen finns i både pådragsmodell och dragruntomodell. Pådragsmodellen har en mjuk polstring runt patella för ökad stabilisering.

Användningsområden: Mild/Moderat MCL/LCL instabilitet. Mindre mediala eller laterala meniskskador.

Kontraindikationer: MCL/LCL rupturer. ACL/PCL skador. Var uppmärksam vid svullnad och cirkulationsproblem.

Övrigt: Längden på ortosen är 32 cm.

Art. nr.	Modell	Färg	Storlek	Mått 1	Mått 2	Mått 3
28058	Pådragsmodell	Svart	X-Small	28 - 33 cm	28 - 33 cm	35 - 40 cm
28058	Pådragsmodell	Svart	Small	32 - 37 cm	32 - 37 cm	39 - 44 cm
28058	Pådragsmodell	Svart	Medium	36 - 41 cm	36 - 41 cm	43 - 48 cm
28058	Pådragsmodell	Svart	Large	40 - 45 cm	40 - 45 cm	47 - 52 cm
28058	Pådragsmodell	Svart	X-Large	44 - 49 cm	44 - 49 cm	51 - 57 cm
28058	Pådragsmodell	Svart	XX-Large	48 - 54 cm	48 - 54 cm	56 - 62 cm
28058	Pådragsmodell	Svart	XXX-Large	53 - 60 cm	53 - 60 cm	61 - 68 cm
28059	Dragruntomodell	Svart	Small	32 - 38 cm	32 - 38 cm	39 - 46 cm
28059	Dragruntomodell	Svart	Medium	36 - 42 cm	36 - 42 cm	43 - 51 cm
28059	Dragruntomodell	Svart	Large	40 - 46 cm	40 - 46 cm	47 - 55 cm
28059	Dragruntomodell	Svart	X-Large	44 - 50 cm	44 - 50 cm	51 - 60 cm
28059	Dragruntomodell	Svart	XX-Large	48 - 55 cm	48 - 55 cm	56 - 65 cm
28059	Dragruntomodell	Svart	XXX-Large	54 - 61 cm	54 - 61 cm	61 - 71 cm



Mått 1: Knämått 15 cm under mid-patella

Mått 2: Knämått mid-patella

Mått 3: Knämått 15 cm ovan mid-patella

SELECTION® Knee Minor Wrap

SELECTION® Minor är avsedd att användas vid lindrigare smärttillstånd i knäet. Minor ger lätt kompression och har en värmande funktion. De stabiliserande spiralfjädrarna på sidorna ger ett lätt och bekvämt stöd. Den öppna designen gör ortosen enkel att ta på och av. Patellaöppningen är anatomiskt formad för optimal passform. Den delade förslutningen gör det enkelt att efterjustera över vad och lår. Materialet i knävecket är extra smidigt för ökad komfort.

Användningsområden: Knäsmärta vid belastning, lättare ligamentskador, överansträngning.

Kontraindikationer: Svåra knäskador såsom ACL/PCL-rupturer. Var vaksam vid svåra problem med svullnad och/eller dålig blodcirkulation.

Övrigt: Den här produkten finns i två lårvidder, se produktinformationen i tabellen. För denna produkt finns det en instruktionsvideo på Camp Scandinavias YouTube-kanal. Gå in på www.youtube.com och sök efter Camp Scandinavia.

Art. nr.	Färg	Storlek	Mått 1	Mått 2	Mått 3	Vå/Hö
35701	Svart	X-Small	25-28 cm	27-30 cm	31-36 cm	Bilat.
35701	Svart	Small	28-31 cm	30-33 cm	36-40 cm	Bilat.
35701	Svart	Small Plus	28-31 cm	30-33 cm	40-44 cm	Bilat.
35701	Svart	Medium	31-34 cm	33-36 cm	40-44 cm	Bilat.
35701	Svart	Medium Plus	31-34 cm	33-36 cm	44-48 cm	Bilat.
35701	Svart	Large	34-37 cm	36-39 cm	44-48 cm	Bilat.
35701	Svart	Large Plus	34-37 cm	36-39 cm	48-53 cm	Bilat.
35701	Svart	X-Large	37-40 cm	39-43 cm	48-53 cm	Bilat.
35701	Svart	X-Large Plus	37-40 cm	39-43 cm	53-60 cm	Bilat.
35701	Svart	XX-Large	40-46 cm	43-50 cm	53-60 cm	Bilat.
35701	Svart	XX-Large Plus	40-46 cm	43-50 cm	60-67 cm	Bilat.



Navy X™ låg

SIO - Elastisk luftig gördel i extra stadigt och slitstarkt material som passar både rak och midjesvängd figurtyp. Starka dragband ger extra stabilitet tillsammans med skenorna i plast baktill och i sidorna. Kardborrlåsning mitt fram. Gördeln är lämplig för tuffa miljöer. Gördeln är avsedd som sacroiliacalt stöd men kan också passa som lumbosacralt stöd till en kort patient.

Användningsområden: Ryggsmärta och rygginsufficiens.

Art. nr.	Färg	Storlek	Höftmått	Höjd bak	Höjd fram
23554	Grå	X-Small	75-85 cm	18,5 cm	12 cm
23554	Grå	Small	85-95 cm	18,5 cm	12 cm
23554	Grå	Medium	95-105 cm	18,5 cm	12 cm
23554	Grå	Large	105-115 cm	18,5 cm	12 cm
23554	Grå	X-Large	115-125 cm	18,5 cm	12 cm
23554	Grå	XX-Large	125-135 cm	18,5 cm	12 cm



Polyform™ och Polyform™ light

Polyform är mycket följsamt och har lågt stretchmotstånd, men erbjuder samtidigt exceptionell rigiditet och stadga. Som det starkaste och mest följsamma ortosmaterialet från Rolyan skapar det en naturlig drapering och är lätt att forma. I uppvärmt tillstånd blir materialet naturlig följsamt vilket underlättar anpassning till konturer och ojämna ytor. Detta kan utföras med lätt applicerat tryck. Materialet är följsamt vilket är viktigt vid applicering på patienter med till exempel ledsmärta, där extra försiktighet och detaljer är nödvändigt.

Polyform har en vattenbaserad ytbeläggning som förhindrar oavsiktlig vidhäftning. Materialet kan värmas upp och omformas upprepade gånger men när materialet är sträckt kommer det inte att återgå till sin ursprungliga form. Polyform är gift- och latexfri. Materialet är röntgenomsläppligt.

Användningsområden: Akut trauma, smärta och ledirritationer; tum-, finger- och handledsortoser.

Art. nr.	Färg	Bredd	Längd	Tjocklek	Förp.	Massiv/ Perf.
50101	Vit	460 mm	610 mm	3,2 mm	4 ark	Massiv



Ezeform™ och Ezeform™ light

Ezeform™ agerar som isoprenegummi trots att Ezeform™ är ett polycaprolacton baserat ortosmaterial. Med sitt stretchmotstånd och måttliga formbarhet behåller materialet sin form vid ortostillverkning, vilket ger klinikern mer kontroll. Eftersom Ezeform™ har ett högt stretchmotstånd töjs inte materialet ut när det avlägsnas från en hydrokolallator, eller vattenbad. Detta gör Ezeform™ till ett optimalt material vid tillverkning av större ortoser. Materialet saknar skyddande ytbeläggning och har en lätt klabbig yta vilket gör att den inte glider vid modellering. Ezeform™ fäster permanent mot sig själv i uppvärmt tillstånd. Materialet kan även återuppvärmas och omformas upprepade gånger men när materialet är sträckt kommer det inte att återgå till sin ursprungliga form eftersom materialet saknar minne.

Användningsområden: Ortoser till patienter med neurologiska sjukdomar; vilo- och funktionella ortoser till både övre och nedre extremiteter; bas till större dynamiska ortoser; Ezeform light till barnortoser.

Art. nr.	Färg	Bredd	Längd	Tjocklek	Förp.	Massiv/Perf.
50181	Blå	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 ark	Perf 1 %
50182	Blå	610 mm	910 mm	3,2 mm	1 ark	Perf 1 %
50188	Svart	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 ark	1% perf.



Aquaplast™ Watercolors™

Aquaplast™ Watercolors™ har samma egenskaper som Aquaplast-T™. Materialet finns i många olika färger, tjocklekar och perforeringar, och passar till ett stort urval av ortoser. Detta ger patient och terapeut stor valfrihet. Materialet har en bas av polycaprolakton vilket ger en bra balans mellan formbarhet och stretchmotstånd. Detta bidrar till bättre kontroll över hur mycket materialet sträcker sig under tillverkning av ortoser. Som övriga material i Aquaplast™ familjen har Watercolors 100% minne och de ljusare färgerna blir genomskinliga vid uppvärmning. Aquaplast™ Watercolors™ har en vattenbaserad ytbehandling som förhindrar oavsiktlig vidhäftning och har en lägre grad av klubbighet. Aquaplast är giftfri, latexfri och röntgengenomsläppligt.

Användningsområden: Barnortoser; bas till dynamiska och statiska tum-, finger- och handledsortoser. 3,2 mm även till arm- och benortoser.

Art. nr.	Färg	Bredd	Längd	Tjocklek	Förp.	Massiv/Perf.
50359	Blå Metallic	460 mm	610 mm	2,4 mm	1 ark	Ultraparf. 13%



Manosplint® Ohio-T

Med Ohio-T kan du skapa personliga och detaljrika ortoser. Materialet finns tillgängligt i sju heltäckande mönster. Variationen skapar möjlighet till innovation och kreativitet och bidrar till ökad patientnöjdhet. Produktens egenskaper gör att det passar för de flesta praktiska applikationer. Ohio-T har 100% minne och måttligt stretchmotstånd. Produkten finns i flera tjocklekar, upp till 3,2 mm, vilket gör det möjligt att skapa ortoser med maximal stadga och stabil avlastning. Det ytbehandlade materialet tillåter ”nyp- och öppnateknik” som underlättar vid applikationen och agerar som ett par extra händer. Den glansiga ytan motverkar fingeravtryck.

Ljusare val av mönster blir genomskinliga i uppvärmt tillstånd. Detta underlättar applicering på tänkta ytor som tex tryckkänsliga punkter. Notera att arken kommer i storlek på 30,5 x 46 cm.

Användningsområden: Statiska ortoser för avlastning av tumme, hand och handled vid diagnoser som senskador, frakturer, artros och neurologiska diagnoser. Lämpligt inom pediatrik. Dynamiska och cirkulära ortoser.

Övrigt: Vid beställning: Ange produktens artikelnummer och önskad mönsterkod i din order.

Art. nr.	Färg	Bredd	Längd	Tjocklek	Förp.	Massiv/Perf.
50387	Print	30,5 cm	46 cm	1,6 mm	1 ark	Massiv



R-lite foam block

Handträningsblock av T-Foam. Materialet har långsam återgång till sitt ursprung, vilket hjälper patienten att ej överanstränga sig. Finns i fyra olika hårdhetsgrader. Tvättas i varmt vatten med mild tvållösning.

Art. nr.	Färg	Hårdhet	Mått	Förp.
54130	Gul	Extra mjuk	4,4x4,4x7,6 cm	32 styck
54130	Rosa	Mjuk	4,4x4,4x7,6 cm	32 styck
54130	Blå	Medium	4,4x4,4x7,6 cm	32 styck
54130	Grön	Hård	4,4x4,4x7,6 cm	32 styck



Tel
E-post
Web

SVERIGE
042-25 27 00
info@camp.se
camp.se

DANMARK
43 96 66 99
info@camp.dk
camp.dk

FINLAND
09-350 76 30
info@camp.fi
camp.fi

NORGE
23 23 31 20
info@camp.no
camp.no